

Fysionews 1

Fysioline Eesti Oü kliendileht 2009

**Uued Fysioline PRO
massaažilauad, gūnelaud ja
kosmeetiku protseduuritool**

lk. 4-5

Thera Trainers lk. 6

LymphaTouch
Uus innovatsioon lūmfiteraapias

lk. 8



UUDIS!
TheraBath PRO
Parafiinivann
lk. 10

Pakkumised jõus kuni 31.3.2009
Hindadele lisandub käibemaks 18 %.
Kõik õigused kaitstud.

SELLES LEHES

Protseduurilauad 4-5

Kulutooted 6

IcePower 7

**LymphaTouch – uus innovatsioon
lümfiteraapias** 8

Thera-Band Wall Station 9

TheraBath PRO parafiinivann 10

**HUMANTOOL -tasakaaluiste
selja healuks** 10

Müügitingimused

Teretulemast Fysioline Eesti OÜ kliendiks! Lisateave saamiseks tooteist, garantiist, hooldusest, maksetingimustest või tarneaegadest võta ühendust meie esindajaga. Tellimustele lisandub transpordikulu. Hinnad ei sisalda käibemaksu.

Täname Teid tellimuse eest!

FYSIOLINE EESTI OÜ

Tartu mnt. 2, 10145 Tallinn
Tel 645 9030 • Fax 645 9079
www.fysioline.ee

info@fysioline.ee

Virgo Tamm

virgo.tamm@fysioline.ee
GSM 52 96802

Anneli Sikkut

anneli.sikkut@fysioline.ee
GSM 56 478 665

Karin Kaaleste

karin.kaaleste@fysioline.ee
GSM 56 29 68 68

Jaanis Tomson, Hooldusinsener

jaanis.tomson@fysioline.ee
GSM 53 738 765

Fysionews 1/2009

Peatoimetaja: Maija Rytikoski, maija.rytikoski@fysioline.fi

Toimetajad: Virgo Tamm, Anneli Sikkut

Layout: Maija Rytikoski

Tiraaž: 2000 tk

AKTUAALSET

29.02. – 01.03.2009 toimub Vilniuses "Vivattur 2009" mess, kus me osaleme oma IcePower külmaravitoodetega.

Fysioline Eesti OÜ osaleb **Eesti Arstide päevadel** Dorpati konverentsikeskuses Tartus **26. – 27.03. 2009** Kohtumiseni arstide päevadel oma praeguste ja tulevaste klientidega!

Märtsis toimub **Thera Trainer seminar**, jälgi täpsemat reklaami meie kodulehelt või anna teada oma huvist koolituse osas info@fysioline.ee

Fysioline internetilehekülg ja netipood uuenevad!

- Saad tellida siis kui sul aega ja soovi on – avatud 24h
- Pakume erihindu ja kampaaniaid
- Kogu aeg uuenev tooteinformatsioon, mida võid vaadata ka registreerumata.

Kerge kasutada

1. Otsi toode
2. Lisa ostukorvi soovitud kogus. Ostukorvi tootekogus ja summa on nähtaval kogu aeg lehekülje paremal pool.
3. "Telli tooted" – klahviga saad tellida tooted.
4. Täida kontaktandmed, kui ei ole enne registreerunud ja sisse juba loginud.
5. Kinnita andmed
6. Tellimus on sooritatud ja saad e-mailile teate tellimuse sooritamisest.

Mine leheküljele
www.fysioline.ee
ja vaata erinevaid kampaaniaid!

avatud
24h

Nüüd allahindlused netipoes!

TheraBath-parafiiniravi

3350,- (norm. 4437,-)



Dyn-Air

395,-








Reebeck Deck **1550,-**

(norm. 3100,-)



Thera-harjutamisseadmed arendati neuroloogiliste ning neuro-muskulaarsete haiguste taastusraviks. Tänapäeval kasutatakse Thera restoraatoreid edukalt ortopeediliste, kardioloogiliste, reumaatiliste ja hingamissüsteemahaiguste kui ka dialüüsi- ja vähihaigete raviks ja taastumiseks.

Järgmine tabel aitab omadusi võrrelda ning vajaliku seadme välja valida.

TOODE	ERITI SOBILIK	OMADUSED	STANDARDVARUSTUS	LISAVARUSTUS
Thera Aktiv 	Aktiivseks harjutamiseks nii kodus kui raviasutuses.	Mootorita üla- ja alajäsemete harjutamisseade.	<ul style="list-style-type: none"> 2-astmeline pedaalide kauguse reguleerimine ülajäseme harjutamisseade 	<ul style="list-style-type: none"> sujuv pedaalide kauguse reguleerimine erilised randmetoed sääretoed
Thera fit plus 	<ul style="list-style-type: none"> eakamatele kroonilistele haigetele neuroloogilistele patsientidele, kellel ei ole spasme abivahendite rentimiseks sobilik 	Motoriseeritud restoraator passiivseks, abistavaks ja aktiivseks käte ja jalgade harjutamiseks <ul style="list-style-type: none"> kaal 12 kg 	<ul style="list-style-type: none"> infrapunaga toimiv kaugjuhtimine käetoed jalatoed 	<ul style="list-style-type: none"> erinevad randmetoed sääretoed
Thera Joy 	<ul style="list-style-type: none"> voodihaigetele dialüüsihaigetele 	Voodikülge kinnitav motoriseeritud restoraator passiivseks, abistavaks ja aktiivseks käte ja jalgade harjutamiseks.	<ul style="list-style-type: none"> infrapunaga toimiv kaugjuhtimine jalatoed 	
Thera Live 	<ul style="list-style-type: none"> neuroloogilistele patsientidele abivahendite rentimiseks sobilik olemas ka laste ja noorte mudel 	Tõhusa mootoriga (200W) varustatud restoraator aktiivseks käte ja jalgade treeninguks <ul style="list-style-type: none"> spastilisuse äratundja elektrooniline hooratas selge valgustatud ekraan koos sümmeetrilise näitajaga 	<ul style="list-style-type: none"> 2-astmeline pedaalide kauguse reguleerimine alustamise abistamine 	<ul style="list-style-type: none"> käte treeningseade sujuv pedaalide kauguse reguleerimine erinevad randmetoed sääretoed
Thera Vital 	<ul style="list-style-type: none"> neuroloogilistele patsientidele ortopeedilistele patsientidele kardioloogilistele patsientidele 	Tõhusa mootoriga (200W) varustatud restoraator aktiivseks käte ja jalgade treeninguks <ul style="list-style-type: none"> spastilisuse äratundja elektrooniline hooratas suur värviline ekraan 120x90mm, kus kõik tähtsamad harjutuste näidud on nähtaval samaaegselt asümmeetrilise näitaja: tee või tulbad 	<ul style="list-style-type: none"> 2-astmeline pedaalide kauguse reguleerimine alustamise abistamine individuaalsed seadistused nt. spastilisuse äratundjal kõrva-andur pulsimõõtmiseks 	<ul style="list-style-type: none"> käte treeningseade sujuv pedaalide kauguse reguleerimine erinevad randmetoed sääretoed Polar-pulsimõõtja Thera Assist programm, treeningu analüüsiseks arvutis

Tugev standardlaud massaažiks ja protseduurideks

Fysioline PRO 400

Sisaldab paberirullihoidjat ja rattaid.

- Laius 55 cm
- Pikkus 200 cm
- Külgmised käetoed
- Käetoed ees

Tootenumbr: 12314

Kampaania-
hind:
16190,-



Fysioline PRO Güne protseduurilaud

Standardvarustus:

- Manuaalne seljatoe reguleerimine
- Mootoriga reguleeritav istmeosa nurga muutmine
- Kannatoed
- Güneanium
- Laius 60 cm
- Pikkus 195 cm
- Jalapedaal
- Kõrguse reguleerimine 50-100 cm

Lisavarustus:

- Kesklukustusega rattad
- Paberirullihoidja
- Lisa jalapedaal
- Jalapedaali hoidja
- Põlvetoed
- Külgmised toed
- Erivärv



Pildil olev laud lisavarustusega. Tootenumbr: 12502



Põlvetoed 12512



Külgmised toed 12511

Fysioline BEAUTY kosmeetikatoolid



BEAUTY kosmeetikatoolid on mõeldud keha-, näo- ja jalgade hooldusteks. Toolide mõõtmetes on võetud arvesse nende mitmekülgne kasutusvõimalus ja sobivus erinevateks hooldusteks. Kosmeetikutoole on võimalik valida kahe või kolme mootoriga.

- Kõrguse reguleerimine mootoriga 58 – 94 cm
- Pikkus 190 cm, maksimumpikkus koos jalaosadega +15 cm
- Seljatoe kaldenurga muutmine mootoriga
- Jalaosade kaldenurka saab sujuvalt reguleerida gaasiamordiga
- Jalatugedel reguleeritavad ja eemaldatavad pikendused
- Näoosa kaldenurga reguleerimine gaasiamordiga
- Näoauku kattev kork ning kaelapadi
- Käetugedel võimalik kõrgust reguleerida ning neid kõrvale liigutada
- Lisavarustusena võimalik saada näoaugu kõrvale käetoed, millel kõrgus reguleeritav

Mudelid:

BEAUTY 2E 2-mootoriga protseduuritool

BEAUTY 3E 3-mootoriga protseduuritool; istmeosa kaldenurga reguleerimine mootoriga

Täielikult uuenenud kokkupandav massaažilaud **Fysioline COMPACT PRO**

KAAL VAID 14,2 KG!



*Ümmargused nurgad lisavad mugavust.
Näoaugu reguleerimine gaasiamordiga.*



MUGAV KAASAS KANDA:

- Reisisid kinnitatakse käetoed laua alla
- Kokkupanduna väikesemõõduline: 20 x 55 x 86 cm
- Kaal vaid 14,2 kg

KERGE KOKKU PANNA:

- küljel väikesed jalad – polsterdus ei puutu maaga kokku / kokku panemise faasis
- laud lukustub trossi abil – ei vaja erilist kinnitust

MUGAV KASUTADA:

- kergesti reguleeritav jalgade kõrgus (6 eri kõrgust)
- 5 kõrgust käetugedele ja küljel kasutades 4 positsiooni
- Gaasiamordiga reguleeritav näoauk
- Esiosas nõgusused kliendi mugavuse parandamiseks
- Tugev konstruktsioon
- Mõõdud lahtisena: laius 53 cm, pikkus 200 cm

Lisaks võimalik osta kandekott. Lisavarustusena rattad kotile!

Meditsiinimööbli valikust

Protseduuri- / Läbivaatuslaud mootorita / mootoriga

- 2-osaline
- Pikkus 150 + 40 cm, laius 65 cm
- Fikseeritud kõrgus või elektriliselt positsioneeritav kõrgus 62 - 110 cm
- Peaosa kõrgus reguleeritav gaasiamordiga
- Paberrullihoidja
- Lisavarustusena rattad



Pediaatriline laud

- Polsterdusega tasapind ja ääred 3 küljel (sügavus 80cm, laius 90 cm, kõrgus 84 cm)
- Kaalualus (ära võetav, sobib mõlemale küljele)
- Lisavarustus: korvriiul alla, kapp



Kärulaud

- 2 või 3 tasapinda
- Metallist, kergesti desinfitseeritavad
- Riivi mõõdud 600 x 400 mm
- Kõrgus 1000 mm
- Üleval 3 külge piiratud äärtega

ICE[®] POWER



Käte desinfitseerimiseks

DesiPower Käsi on desinfitseeriv geel mida on tõhus ja lihtne kasutada nii kodus, tööl kui ka reisel, matkadel. DesiPower desinfitseeriv geel imendub kiiresti ning seda ei ole vaja veega loputada. DesiPower Käsi sisaldab nahka hooldavaid aineid ja käed jäävad meeldivalt pehmeks ja värskeks.

DESIPOWER KÄSI

- Käte hügieeniliseks antiseptikaks
- Etanooli baasil, laia fungitsiidse ja bakteritsiidse toimega
- Vastab kirurgilistele käte antiseptika nõuetele (EN 12791)
- Sisaldab glütserooli
- Pakendisuurused:
 - 100 ml väike pudel
 - 500 ml pumppudel
 - 1L dispensopakend seinakinnitusele
- Võta 3-5 ml geeli pudelist ja hõõru kätele

Seinakinnitus
dispensopakendile



Abiks valudele ja lihaspingetele!

Müügil apteekides!

IcePower külmageel

- lihas- ja liigesevaludele
- väsinud ja turses jalgadele
- sobib reisel valutavatele ja väsinud jalgadele
- lihaspingetele
- kaela, õlavöötme ja selja probleemidele
- venitustele ja rebestustele
- erinevate koormuste järgselt lihaste lõdvestamiseks



IcePower HOT soojageel

- leevendab lihaspingeid
- lihaste eelnevaks soojendamiseks väljas liikudes
- parandab verevarustust (nt. külmad käed, jalad)

Nüüd ka
ROLL!

Paistetuse raviks Soomes arendatud LymphaTouch täiendab patsiendile antavat ravi nt. rinnavähi ja ortopeediliste löikuste järgselt.

LymphaTouch – ravi põhineb negatiivsel surveel, mis edendab lümfi voolu kui terapeut liigutab raviaplikatorit patsiendi nahal. Ravitoimele lisaks mõõdab seade naha mehhaanilisi omadusi ja muutusi paistetuse puhul ja dokumenteerib antud ravi – niimoodi on terapeudil endisest lihtsam hinnata ravi vajadust ja toimet.

Kasutuskohad:

LymphaTouch-ravi võib anda kõikide manuaalsete lümfiteraapia indikaatorite puhul nagu näiteks:

- Operatsioonide ja traumade järgsed tursed
- Lümföödeem vähiravi järgselt
- Sünnipärased lümfisoonte kõrvalekalded
- Fibromüalgia



Individaalsed otsikute kaitssed. Lisainfo meie müüjatelt või info@fysioline.ee

LT-STD-B **LymphaTouch Standard** seadmekomplekt.

Lihtne kasutada

LymphaTouch on väikesemõõtmeline ehk lihtne liigutada sinna kus on vaja ravi anda – ka patsiendi koju. Laaditav aku, mille kestvus on kogu ravipäeva, toob lisa liigutamise- ja kasutusvõimalusi. Valik erinevaid otsikuid hügieeniliste kaitsetega võimaldavad tõhusa individuaalse ravi.

LymphaTouch Standard -pakett sisaldab lisaks raviseadmele ka kvaliteetset ratastel kergesti liikuvat seadmehoidjat, erinevaid raviotsikuid ning alustuseks komplekti individuaalseid hügieenilisi otsiku kaitseid. Lisavarustusena on võimalik osta kott koduvisiitide jaoks.

Omadused:

- Raviviisina jätkuv või pulseeriv negatiivne surve
- Naha elastsuse mõõtmine ravi ajal
- Tugevuse automaatne reguleerimine
- Väikesemõõduline, seadme kaal 1,7 kg
- Aku kestvus vähemalt 8 kasutustundi

LymphaTouch - ravimeetodile luuakse 2009 aasta jooksul uusi mõõtmis- ja aruandlusvõimalusi – küsi meie personalilt lisainfot.

Küsi lisa meie müüjatelt! Tel 645 9030

Thera-Band® Wall Station tõhusaks taastumiseks


Thera-Band Wall Station võimaldab "pulley" – sarnase harjutamise kummilintide staatilise vastupanuga. Kätele ja jalgadele ning kaelale mõeldud kummilindi harjutusi on kerge teha. Lindi kinnituskõrgus ja -koht ning nurk on lihtsalt seatav ja reguleeritav.

- Seinakinnitus
- Sobib väikesesse ruumi, kõrgus 215 cm


Komplekt sisaldab

- 2 tk käepidemeid
- 2 tk kinnitusrihma
- 8 tk kiillukuga kinnituvaid kummilinte (kollane, punane, roheline ja sinine)
- mõõteskaala

Thera-Band Tubinguga harjutades (pilt 1) vastupanu püsib sümmeetrilisena liigutusulatuse kõikides kohtades nii kotsentrilise kui ka eksksentrilise liigutuse ajal võrreldes tavalise "pulley" harjutamisega (pilt 2)




(Pilt 1): Torque curves over 180° for Thera-Band resistive tubing at 60° x s.



(Pilt 2): Torque curves over 180° for 2,5kg pulley system at 60° x s.


P. Page and Labbe, 2000, "Torque Characteristics of Elastic Resistance and Weight-and-Pulley Exercise," (Abstract). *Medicine in Sports and Exercise* 32(5) (Suppl.):5151.



Thera-Band®
Systems of Progressive Exercise

Uudisena on turule tulnud Physiotools Online

- ei ole vaja installeerimist – ei ülemääraste arvutikulutuste
- igal kasutajal oma kasutajatunnus
- väga hästi sobib erinevates kohtades töötavatele inimestele
- trüki või saada harjutuskava e-mailiga
- kliendid saavad kodus vaadata teatud harjutusi videolt (e-mail)
- otsingu abil leiad kiiresti vajalikud harjutused
- oma piltide lisamine ja klassifitseerimine on lihtne
- võid valida soosikud oma raamatukokku



HUMANTOOL -tasakaaluiste seljahealuks



Mõned meist istuvad toolil kogu tööpäeva ja staatilises istumisasendis ei saa selg vajalikku liikumist. HUMAN-TOOL-istme abil on selg väikeses pumpavas liikumises, mis elavdab selja vereringet.

HUMANTOOL-iste on kui sadulatool, mille ümmargune vorm annab seljale olulise liikumise ja treenib vöökoha lihaseid. Ja mis sellejuures parim: meil ei ole vaja teha muud kui istuda ja selg saab vajaliku treeningu iseenesest.

HUMANTOOL-iste paneb selja automaatselt heasse püstiasendisse ja õpetab ka alaselja neutraalset asendit, mis on eriti tähtis seljaprobleemide all kannatavatele inimestele. Väikseimgi liigutus elavdab selja vere- ja lümfiringet, mis aitab sageli ka kaela- ja õlavöötme valude puhul.

HUMANTOOL-iste on tihti lahendus istuva tööga inimeste seljaprobleemidele.

Seljaprobleemid on sagedased põhjused haigusleheks. Humantool-istme kasutegur on avastatud juba paljudes ettevõtetes, kuna Human-tool-iste sobib peaaegu kõikidele juba olemasolevatele töötoolidele, tehes neist tervislikumad ja mitmekülgsemad kasutajale. Nüüd võib liikuda samaaegselt töö tegemisega.

Professionaalid soovivad Humantool-istet seljavaevuste ennetamiseks ja raviks!

Therabath PRO Parafiinivann professaionalseks kasutamiseks

Tervishoiutöötajad ja kosmeetikud maailma erinevais paigus on valinud Therabath-parafiinivanni. Parafiiniravi on üks tõhusamaid viise leevendada valu ja vähendada lihaspingeid sooja abil. Soe parafiin ka niisutab nahka, tehes sellest pehme ja mõnusa.

- Leevendab valu ja vähendab lihaskõikust
- pehmedab kuiva nahka
- elavdab meelt
- süvasoojendus leevendab liigesevalu ja vähendab lihaskõikust
- tõhus niisutamine toidab nahka
- hooldab ja rahustab nahka igal kasutuskorral

Professionaalidele mõeldud parafiin:

- niisutab ja kaitseb sügavuti nahka
- kiire valu leevendus ilma ravimiteta
- kolmekordne filtreerimine tagab puhtuse
- pehme ja plastiline, ei jäta rasvaseks
- pakendis on parafiini 2,72 kg
- eluaegne garantii
- kuju ja tööstusetasemel (tugevad, kestvad) materjalid sobivad ka haiglas kasutamiseks
- kergesti kasutatav automaatne termostaat hoiab temperatuuri
- säästlik ja kindel kogu ööpäevane töötamine



Nüüd allahindluses ainult netipoes!


THERABATH[®]
soothing touch • renewing life